

①蓋をあけて振る

シャカシャカ



ボンベ内のガスと薬を均一にします

⑤普通の呼吸で5~10回呼吸

すーはー



お子さんの胸や
弁が動いているか
確認してください

②セット

ガシッ



薬のボンベと

スパーサーの弁、マスクの鼻が

上向きにセットします

★ 1回2吸入の時は、③~⑤を繰り返す

③マスクを顔に当てる

ぴたっ



顔に密着していますか？


強く押し付けないように注意！

⑥薬を外して蓋をする



④ボンベを1回押す

ぴしゅ



1回2吸入でも1回だけ押します

⑧口の周りを拭く

マスクが当たっていた部分に

付着している薬を拭き取りましょう

クオリティ
さんのお薬は



フルタイド50
エアゾール


薬の噴霧に合わせて息を吸うことが

難しい小さなお子さんは、

吸入補助具（スパーサー）を使います

怖がらないように、スパーサーで遊ばせたり

保護者がモデルになったりしましょう



★保護者の方へ

スパーサーは週1回程度、食器用洗剤（中性洗剤）を薄めたぬるま湯で漬け置き洗いをしてください。洗浄は食洗器もご利用いただけますが、乾燥機は使用せず、自然乾燥させてください。（詳細は商品添付の説明書をご確認ください）

スパーサーの使用期限は1年です。1年間使用した後は、新しいものをご購入ください。